

ORTHO5

CABINET D'ORTHODONTIE



FÉLICITATIONS !

On vient de te poser ton appareil !



TRÈS IMPORTANT :
L'APPAREIL DOIT TOUJOURS
ÊTRE SOIT DANS TA BOUCHE
SOIT DANS SA BOITE





1

Insères le bout de la clé au niveau du trou qui se trouve à l'arrière de l'appareil.

Mode d'emploi pour activer ton appareil




2


Tournez la clé dans le sens de la petite flèche jaune jusqu'à ce que ça bloque, ne forces pas.



3

Retires la clé.
Bravo, tu as réalisé ton activation !





Ton appareil dentaire a été pensé, conçu et fabriqué spécialement pour toi ! Il va te permettre de retrouver un équilibre au niveau de ton sourire, de tes mâchoires et même de l'ensemble de ton corps.

Il est comme un "médicament" alors quelques règles sont à respecter pour bien l'utiliser et en prendre soin :

- **Porte TOUT LE TEMPS ton appareil sauf pendant que tu te brosses les dents ;**
- **Ne mange pas de bonbons ou de chewing-gums car ils pourraient casser ton appareil ;**
- **Ne joue pas avec ton appareil, il est précieux, tu risquerais de le dérégler, le desserrer ou le casser ;**
- **Nettoie ton appareil avec ta brosse à dents et un peu de dentifrice à chaque brossage ;**
- **Le soir nettoie ton appareil au savon de Marseille ;**
- **Penses à le désinfecter avec la lingette chaque semaine ;**
- **Rince très bien après un passage de produit.**

Contactes-moi via l'application Dental Monitoring si :

- ton appareil est cassé ;
- il ne tient plus ;
- tu as un souci, quel qu'il soit ;
- tu as la moindre question.

Lors de ton prochain rendez-vous,
on observera ensemble les résultats :-)

A bientôt !
Dr Ambre SIMON

ORTHO5
CABINET D'ORTHODONTIE



DR AMBRE SIMON • 04 92 54 09 65

15 rue Henri Dunant, 05200 Embrun

ortho5embrun@gmail.com

ORTHODONTISTE-EMBRUN.FR

